

Happy feet – BioComfort – Vana na nohy

Důležité instrukce

Používejte vanu dle instrukcí, předcházíte nebezpečí poškození zařízení. Půjčujte vanu včetně těchto instrukcí. Zapojte pouze do sítě s AC 220/230 voltů.

Vanu nezapínejte pokud:

- Má poškozený kabel.
- Jestliže je vana viditelně poškozená.
- Pokud vana spadla.

Pokud vanu plníte vodou nebo ji naopak vyléváte, vytáhněte zástrčku ze sítě. Maximální kapacita je 3,3 litru (nesmí být překročena). Vzdálenost od vany, sprchy a jiné tekoucí vody musí být minimálně 1 metr. Vana je k použití pouze v sedě (nestůjíte v ní).

Vanu vytáhněte ze sítě pokud:

- Zjistíte poruchu během provozu.
- Po použití.
- Při úklidu.

Poškozený kabel nechte opravit pouze v autorizovaném servisu nebo u kvalifikovaného elektrikáře. Pokud není vana provozuschopná, zajistěte likvidaci dle platných zákonů vaší země.

Účinky

Masáž nohou je požehnáním při pálení, unaveně a bolesti nohou. Masáž chodidel uvolní napjatou tkáň a podporuje krevní oběh. Toho je docíleno díky masážním tryskám a teplé vodě stimulující chodidla, která zvyšuje efekt.

Upozornění

Pokud trpíte neduhy jako je flebitida, křečové žíly, vyrážkou, otevřenými ranami nebo jinými chorobami, vyžádejte si souhlas lékaře před použitím.

Uvedení do provozu

Vanu dejte na rovný a pevný povrch. Před naplněním vodou se ujistěte, že není napájecí kabel přilepen. Vodu v požadované teplotě nalijte k rysce „max“ (nesmí být překročena). Přísady do koupele můžete přidat dle libosti. Zajistěte si pohodlné sezení a můžete vanu připojit k síti.

Zapnutí

Otočením přepínače do požadované pozice zvolíte jednu z možností:

0=vypnuto

Massage=masáž

Heat=topení

Heat/massage= topení a masáž

Topení

Pod stupačkami je mírný ohřívač, který udržuje vodu rovnoměrně teplou díky komutovanému topení. Není vhodné k ohřevu studené vody.

Masáž

Sedněte si denně na 10 minut a budete se cítit svěží a odpočatí. Mírný tlak na masážní výstupky zvýší intenzitu masáže dle vaší potřeby.

Bodová masáž (akupresura)

Na nohou existuje řada reflexních bodů, které jsou spojeny s vnitřními orgány. Masírováním určitých bodů jsou stimulovány konkrétní orgány a povzbuzují tak ke zvýšenému oběhu. Pokud Vás zajímá reflexní masáž víc, vyhledejte si odbornou literaturu.

Suchá masáž

Patří pro rychlé použití masáže bez vody. V tomto případě musí být vana použita na stupeň masáže. Dejte vanu do sítě a teprve pak vložte nohy (nohy můžete mít v ponožkách nebo na bosu).

Čištění a údržba

Před čištěním vždy vypusťte vodu a vypojte ze sítě. Nikdy zařízení nevkládejte do vody.

Poznámka

Opravy může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.